



千臨技臨床検査値統一委員会認証精度管理試料 日臨技臨床検査データ標準化事業実践試料

チリトロール 2000 L

Chiritrol 2000 L

20th
Anniversary
Since 2000

チリトロール2000Lは
前LOT (BLUE BOTTLE)で累計製造本数
12万本を達成しました

千葉県内基幹10施設により標準測定法で求められた主要臨床化学検査項目毎の認証値と許容誤差範囲ならびに基幹病院の毎月の試料データ推移が千葉県臨床検査技師会HP(http://www.chiringi.or.jp/camt/?page_id=1352)上で確認できます。



CHANGE THE FUTURE
ONE BOTTLE ONE DATA

特 徴

- チリトロール2000 L(液状凍結品)は、30項目の標準法に基づく認証値が添付されていますので、臨床化学データの標準化や共有化の実践・検証ができます。
- チリトロール2000 L を内部精度管理試料として利用し、管理データを千葉県基幹10施設と共有すれば、貴施設の検査データのサポート体制が構築でき、必要に応じて問題点のアドバイスをします。
- チリトロール2000 L 使用施設は、内部精度管理と地域基幹病院とのクロスチェックが同時に実施できるため、安心して各種サーベイに参加でき、結果と評価は良好です。
- チリトロール2000 L 使用施設は、月間集計結果をファイルサーバにアクセスすれば確認できるため施設での外部精度管理状況の判断が容易です。

from
Chiba



NISSUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.